

# Mini Rythmic™ PN+

BESTÄLLNINGS-  
KATALOG

Artikelnummer	KP5.04.177.4 (med engelsk nätkontakt) KP5.04.176.4 (med europeisk nätkontakt)
Tillförsellägen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontinuerlig</li><li>• Volym över tid eller volym &amp; hastighet</li><li>• Upp-/nedtrappning</li><li>• Intermittent</li><li>• 25 steg</li></ul>
Flödes hastighet och noggrannhet	0.1 till 400 ml/tim (konfigurerbar maxhastighet) med noggrannhet ± 5 %
Programmeringsenheter Koncentration	ml/mg/µg 0.1 till 99.9 mg/ml och 0.1 to 999.9 µg/ml
Volym att infundera	1 till 9999 ml
Programmerbar infusionstid	10 min till 199 h 50 min
Automatisk upp- & nedtrappning	1 min till 9 h 50 min
Specialfunktioner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidig nedtrappning</li><li>• Fördröjd start (upp till 24 timmar)</li><li>• Automatisk slangfyllning med pumpen</li><li>• Säkerhetskod för att stoppa infusionen</li></ul>
Terapiövervakning Historik, infusionsgraf/utskrift och nedladdning till PC	Klar för anslutning till <a href="http://www.micrelcare.net">www.micrelcare.net</a> för terapiövervakning via webben "Plug and Play" utskrift och nedladdning av historik, eller MicrelCare™
KVO	0.1 till 20.0 ml/tim
Automatisk omstart efter åtgärdande av ocklusion	Ja
Ocklusionslarmnivåer	3 nivåer: låg= 7 psi (0.5 bar), medel=13 psi (0.9bar), hög =18.8 psi (1.3 bar)
Säkerhetsfunktioner	Eliminering av luft i slangen, friflödesskydd
Larm och varningar	Uppströms- och nedströms ocklusion, infusion nästan klar (i tid eller volym), svagt och urladdat batteri, öppen mekanism, KVO, utanför gränsvärde, varning om förebyggande underhåll
Luftdetektor	Ja justerbar: storlek luftbubblor 0.1 ml; 0.5 ml; 2 ml; AV
Strömförsörjning & driftstid	Alkaliskt 9-voltsbatteri : 10 timmar vid 150 ml/tim - Batteripaket :17 timmar vid 300 ml/tim - Återuppladdar på 3 timmar
Vikt inklusive batteri	300 g
Mått	75 mm x 130 mm x 46 mm

## TILLBEHÖR

Extern strömadapter	Inkluderad, 120 g, 2.5x8x5 cm Ingångsspänning 100-240 V / 50~60 Hz, 90 mA, används även för laddning av batteripaket
Batteripaket	Inkluderad, Utspänning 11 V DC, 500 mA - Snabbladdning till 90% på 2.5 timmar, med laddningsindikator
IP Connect Pack	100 g, 2x5.5x10 cm Li-Ion 1.2 Ah - Snabbladdning till 90% på 2.5 timmar, med laddningsindikator

Inkluderar nätadapter, 9V batteri och batteripaket




 micrel

# DEHP-fria aggregat


För 3 i 1-lösningar (1.2µ filter):

PN spike-aggregat, DEHP-fritt  
KM1.EE.148.0



För 2 i 1-lösningar (0.2µ filter):

Pediatrikt PN spike-aggregat,  
DEHP-fritt för 2 i 1-lösningar  
KE1.EE.192.9




För infusion från flera påsar:

Kort dubbelspike-aggregat med  
backventil, DEHP-fritt  
KE1.EE.225.1

Kort trippelspike-aggregat med  
backventil, DEHP-fritt  
KE1.EE.226.1



Lueraggregat PN, DEHP-fritt  
KE1.EE.134.9



**IP Connect Pack**  
För anslutning till MicrelCare™

KP5.04.259.2



**Extern summer**  
Förstärker larmet

KS5.04.040.2



**Dropställningsfäste Mini Rythmic™ PN**

KS5.04.017.5



**Ryggsäck 4L / 1 pump**  
Finns även med avtagbara hjul

KM1.YY.577.4 – Ryggsäck vuxen svart 4L (4RW)  
KS5.04.196.4 – Ryggsäck svart 4L, med avtagbara hjul



**Ryggsäck 2L / 2 pumpar**  
Färger: blå, rosa, svart  
Finns även med avtagbara hjul

KM1.YY.564.4 – Ryggsäck barn 2L Rosa (4RW)  
KM1.YY.565.4 – Ryggsäck barn 2L Blå (4RW)  
KM1.YY.578.4 – Ryggsäck barn 2L Svart (4RW)  
KS5.04.197.5 – Ryggsäck rosa 2L, med avtagbara hjul  
KS5.04.198.5 – Ryggsäck blå 2L, med avtagbara hjul  
KS5.04.200.5 – Ryggsäck svart 2L, med avtagbara hjul



**Ryggsäck 4L / 2 pumpar**  
Finns även med avtagbara hjul

KM1.YY.481.3 – Ryggsäck vuxen svart 4L (2 pumpar)  
KS5.04.207.3 – Ryggsäck vuxen svart 4L - 2 pumpar  
med avtagbara hjul



**XL Ryggsäck för flera påsar**  
XL kapacitet / 2 pumpar

KS5.04.206.2 – Ryggsäck för flera påsar, med  
avtagbara hjul



**Axelremsväska svart**  
500 ml / 1000ml

KM1.YY.563.1 – Bärväska till Mini Rythmic™ 500 ml