

# Rythmic™ Evolution

Bestillings  
KATALOG









Reference	KP5.04.130.3 Rythmic™ Evolution (gul) KP5.04.173.4 Rythmic™ Evolution (gul genopladelig) KP5.04.263.3 Mini Rythmic™ Evolution låsbar (gul) KP5.04.267.3 Mini Rythmic™ Evolution låsbar (gul genopladelig) KP5.04.147.4 Rythmic™ Evolution Organiser 500 (gul) KP5.04.150.5 Rythmic™ Evolution Organiser 501 (gul genopladelig)
Programmer	- Kontinuerlig - Kun bolus - Kontinuerlig + bolus - Programmeret automatisk bolus (PAB) med kombineret PCA
Flowhastighed og nøjagtighed	0.1 til 100 ml/t (konfigurerbar maksimumhastighed) ved +/- 5 %
Programmeringsenheder Koncentration	ml/mg/µg 0.1 til 99.9 mg/ml og 0.1 til 999.9 µg/ml
Volumen til infusion	1 til 9999 ml
Bolusdosis	0 eller fra 0.1 til 60 ml med 0.1 ml forøgelse
Bolusflowhastighed	100 ml/t, kan justeres fra 50 til 100 ml/t med forøgelser på 10 ml/t
Lockout interval	0 til 999 minutter
Specialfunktioner	<b>Protokolbiblioteker</b> (60 protokoller pr. bibliotek) - Dosisgrænse / x timer og bolusgrænse / x timer - Loading dose - Klinisk bolus styring - <b>Obligatorisk priming</b> (aktiveret, kun advarsel, deaktiveret) - Automatisk priming gennem pumpen - Låsbar pumpetastatur
Terapimonitorering	Registrering af patientens smerte score med visuel analog skala (VAS) - VAS tilgængelig i pumpehistorikken - Kan udskrives og downloades til computer - Klar til at oprette forbindelse til <a href="http://www.micrelcare.net">www.micrelcare.net</a> for terapimonitorering via internettet
KVO	0.1 til 2.0 ml
Automatisk genstart efter okklusion	Ja
Sikkerhedsfunktioner	Filter til fjernelse af luft i slangen - Beskyttelse af frit flow - Programmering inden for protokolens grænser - Låsbar beskyttelseslåg til medicinbeholder - Kodebeskyttet stop af infusion
Alarmer og advarsler	Okklusion (lav 0,8 bar, middel 1,2 bar, høj 1,6 bar) - Nær afslutningen og afslutningen af infusionen - Lavt eller tomt batteri - Dosisgrænse, bolusgrænse - Åben mekanisme, advarsel om forebyggende service
Adgangskodeniveauer	3
Programmering	Protokolbiblioteker programmeret med computersoftware "Rythmic™ Evolution Therapy Manager"; direkte programmering på pumpen er mulig
Historik, infusionsgraf/udskrift of PC-download	Ja, inklusive hændelseslog med 6500 tidsstemplede hændelser - Udskrivningsfacilitet, der blot skal tilsluttes og bruges
Strømforsyning	100 til 240 V, 50-60 Hz (med valgfri adapter KS5.01.615.4)
Forebyggende service	Hvert 3. år



Inkluderer bolus, batteri, bæretaske og nøgler (bæretasken medfølger alle Rythmic Evolution og Mini Rythmic Evolution-systemer)

 micrel

# DEHP-fri sætsortiment

Rythmic-administrations-sætsortiment til Rythmic™ Evolution-systemer			
NRFit™-konnektor		Luer-konnektor	
Spike sæt med NRFit™-konnektor KE1.EE.337.1		Gult mini komplet sæt 100 ml KE1.EE.167.9	
Spike sæt S med NRFit™-konnektor KE1.EE.338.1		Gult komplet sæt 200 ml KE1.EE.190.9	
Mini komplet sæt 100 ml med NRFit™-konnektor KE1.EE.339.1		Gult spike sæt KM1.EE.160.9	
Komplet sæt 200 ml med NRFit™-konnektor KE1.EE.340.1		Gult spike sæt S KM1.EE.162.9	

Tilbehør til Rythmic™ Evolution-systemer					
	Bæretaske til Rythmic™ Medfølger alle Rythmic™ Evolution-systemer  KM1.YY.415.2		Bæretaske 500 ml til Rythmic™ og IP Connect  KM1.YY.318.2		Mini Rythmic™-taske 500 ml  KM1.YY.365.1
	Mini Rythmic™-taske Medfølger alle Rythmic™ Evolution-systemer  KM1.YY.400.1		Engangsbæretaske til Mini Rythmic™  KM1.YY.566.1		Banana bag 200 ml til Mini Rythmic™  KM1.YY.506.2
	IP Connect Pack nc  KP5.04.259.2		Evolution Bolus håndsæt  KS5.04.505.2		Micrel-strømadapter nc (fås også til UK og USA nema)  KS5.01.615.4
	Dropstativ holder Mini Rythmic™  KS5.04.017.5		Rythmic™-holder til dropstativ  KS5.01.430.3		Dropstativ holder Rythmic™ 500/501  KS5.01.524.3

95/06 Rev.2,Rel.Date 2019.11.27