

Micropump MP_{mlh}+

Bestillings
KATALOG

Reference	KP1.12.220.6 MP+ mlh Multi sprøjter KP1.12.202.4 MP+ mlh BD 20 ml KP1.12.209.4 MP+ mlh BBraun 20 ml KP1.12.208.4 MP+ mlh Codan 20 ml
Programmer	- Kontinuerlig - Kontinuerlig + bolus
Drivnøjagtighed	±2 %
Sikkerhedsfunktioner	- Detektion af løsrivelse af sprøjte på flere punkter - Låsbart flowhastighed
Hændelseslog, der kan downloades	Ja
Specifikationer	For MP _{mlh} + Multi-sprøjter: bruger producentens sprøjter (BD, Terumo, BBraun, Codan/LMT) fra 10 til 50 ml For resten af MP _{mlh} + varianterne: Hver variant er dedikeret til specifikke sprøjter • Fejlsikker dobbelt monitorering med mikroprocessormotor • Baggrundsbelyst LCD bekræfter korrekt drift med alarm- og advarselsindikatorer
Alarmer og advarsler	- Før afslutning af infusion - Lavt batteri - Okklusion - Systemsvigt - Afslutning af infusion - Tomt batteri - Pumpe i venteposition - Advarsel om manipulation af pumpen - Primingindikation - Boluslevering
Hastighed	0.1-28.0 ml/t, i trin på 0.1 ml/t (for BD-20 ml)
Batterilevetid	Over 70 fulde infusioner ved mellemliggende hastighed (2 til 3 måneder kontinuerligt)
Vægt med batteri	220 g inklusive batterier (alkaliske LR03 AAx6)
Mål	170x61x32 mm

Inkluderer 6 x 1,5V alkaliske batterier og bæretaske

Tilbehør til MP_{mlh}+ pumpe



MP+ bæretaske med gennemsigtigt vindue 20-50 ml
Medfølger alle MP+ Micropump-systemer

KM1.YY.604.1



Engangstaske til MP+ pumper
(Æske med 20 stk.)

KM1.YY.561.1



MP+ Soft Blød låsbar taske
20 ml

KS1.12.164.1



MP+ Dropstativ holder

KM1.EE.121.1

