

Mikropump MP_{mlh}+

BESTÄLLNINGSG-
KATALOG

Artikelnummer	KP1.12.220.6 MP _{mlh} + Multisprutor KP1.12.202.4 MP _{mlh} + BD 20 ml KP1.12.209.4 MP _{mlh} + BBraun 20 ml KP1.12.208.4 MP _{mlh} + Codan 20 ml
Tillförsellägen	- Kontinuerligt - Kontinuerlig + bolus
Tillförselnoggrannhet	±2 %
Säkerhetsfunktioner	- Flerpunkts detektion av felplacerad spruta - Läsbar flödes hastighet
Nedladdningsbar händelselogg	Ja
Specifikationer	För MP _{mlh} + Multisprutor används tillverkarens standardsprutor (BD, Terumo, BBraun, Codan/ LMT) från 10 till 50 ml För övriga MP _{mlh} + -varianter: varje version är dedikerad till respektive tillverkarens specifika spruta - Felsäker dubbel mikroprocessor för övervakning av motorn - Bakgrundsbelyst LCD-skärm bekräftar korrekt drift med larm- och varningsindikatorer
Larm och varningar	- Nära infusionslut - Svagt batteri - Ocklusion - Systemfel - Infusion klar - Tomt batteri - Pumpen i vänteläge - Pumpmanipuleringsvarning - Fyllningsindikation - Bolustillförsel
Hastighet	0,1–28,0 ml/tim i ökningssteg om 0,1 ml/tim (för BD-20 ml)
Batteritid	Mer än 70 fullbordade infusioner vid medelhastighet (kontinuerligt i 2 till 3 månader)
Vikt med batteri	220 g inklusive batterier (6 st alkaliska LR03 AAA)
Mått	170 x 61 x 32 mm

Inkluderar 6 st 1,5 V alkaliska batterier och väska

Tillbehör till MP_{mlh}+ pump



MP+ väska med
transparent fönster 20-50 ml
Ingår i alla MP+
Mikropump-system

KM1.YY.604.1



Enpatientväska för
MP+ pumpar
(Kartong med 20 st)

KM1.YY.561.1



MP+ Mjuk läsbar väska
20 ml

KS1.12.164.1



MP+ Droppställningsfäste

KM1.EE.121.1



96111 sw SWEDEN Rev.1 Rel Date 2020.01.28