

Rythmic™ Evolution

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΩΝ












ΕΙΔΗ ΑΝΤΛΙΩΝ	KP5.04.125.4 Rythmic™ Evolution (blue) KP5.04.136.4 Rythmic™ Evolution (blue rechargeable) KP5.04.261.3 Mini Rythmic™ Evolution Lockable (blue) KP5.04.265.3 Mini Rythmic™ Evolution Lockable (blue rechargeable) KP5.04.141.4 Rythmic™ Evolution Organiser 500 (blue) KP5.04.144.5 Rythmic™ Evolution Organiser 501 (blue rechargeable)
Μέθοδοι χορήγησης	- Συνεχής - Κατ' επίκληση δόση - Συνεχής + κατ' επίκληση δόση - Προγραμματισμένη αυτόματη δόση
Ρυθμός ροής και ακρίβεια	από 0.1 έως 100ml/hr (ρυθμιζόμενος μέγιστος ρυθμός έγχυσης), ακρίβεια +/-5%
Μονάδες προγραμματισμού Συγκέντρωση	ml/mg/μg 0,1 έως 99,9 mg/ml και 0,1 έως 999,9 μg/ml
Όγκος έγχυσης	1 έως 9999 ml
Κατ' επίκληση δόση	0 ή από 0,1 έως 60 ml με προσαύξηση 0,1 ml
Ρυθμός ροής κατ' επίκληση δόσης	100 ml/hr, προσαρμοσμένος από 50 έως 100 ml/hr με προσαύξηση 10 ml/hr
Μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων	0 έως 999 λεπτά
Ειδικές λειτουργίες	Βιβλιοθήκες πρωτοκόλλων (60 πρωτόκολλα ανά βιβλιοθήκη) - Όριο δόσης / x ώρες και όριο κατ' επίκληση δόσεων / x ώρες - Δόση εφόδου - Συμπληρωματική κατ' επίκληση δόση από κλινικό ιατρό - Υποχρεωτική πλήρωση (ενεργοποιημένη, μόνο προειδοποίηση, απενεργοποιημένη) - Αυτόματη πλήρωση μέσω της αντλίας - Πληκτρολόγιο αντλίας με δυνατότητα κλειδώματος
Παρακολούθηση θεραπείας	Καταγραφή των τιμών πόνου του ασθενή με οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) - Η VAS είναι διαθέσιμη στο ιστορικό της αντλίας - Μπορεί να εκτυπωθεί και να ληφθεί στον υπολογιστή - Έτοιμη για σύνδεση με το www.micrelcare.net για παρακολούθηση της θεραπείας μέσω του διαδικτύου
ΚVO	0,1 έως 2,0 ml/hr
Αυτόματη επανεκκίνηση μετά την απελευθέρωση της απόφραξης	Ναι
Χαρακτηριστικά ασφαλείας	Φίλτρο εξάλειψης αέρα - Προστασία από ελεύθερη ροή - Προγραμματισμός βάσει ορίων πρωτοκόλλου - Προστατευτικό κάλυμμα με δυνατότητα κλειδώματος για τον περιέκτη φαρμάκου - Δυνατότητα διακοπής έγχυσης με κωδικό προστασίας
Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις	Απόφραξη (χαμηλή 0,8 bar, μεσαία 1,2 bar, υψηλή 1,6 bar) - Επερχόμενο τέλος και τέλος έγχυσης - Χαμηλή και εξαντλημένη μπαταρία - Όριο δόσεων, όριο κατ' επίκληση δόσεων - Ανοιχτός μηχανισμός - Προειδοποίηση προληπτικής συντήρησης
Επίπεδα κωδικού πρόσβασης	3
Προγραμματισμός	Οι βιβλιοθήκες πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να προγραμματιστούν μέσω του «Rythmic™ Evolution Therapy Manager». Δυνατότητα άμεσου προγραμματισμού στην αντλία
Ιστορικό, γράφημα εγχύσεων / εκτύπωση και λήψη σε υπολογιστή	Ναι, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής 6.500 συμβάντων με χρονική σήμανση - Λειτουργία εκτύπωσης «Σύνδεση και αναπαραγωγή»
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	100 έως 240 V, 50-60 Hz (με προαιρετικό τροφοδοτικό KS5.01.615.4)
Προληπτική συντήρηση	Ανά 3 έτη



Συμπεριλαμβάνεται συσκευή χορήγησης κατ' επίκληση δόσης, μπαταρία, τσάντα μεταφοράς και κλειδιά (η τσάντα μεταφοράς αφορά τα μοντέλα Rythmic Evolution & Mini Rythmic Evolution)

 micrel

Κατάλογος αναλωσίμων (DEHP free)

Κατάλογος αναλωσίμων χορήγησης φαρμάκων Rhythmic Administration sets για τα συστήματα Rhythmic™ Evolution			
Μini πλήρες σετ με ασκό 100 ml ΚΕ1.ΕΕ.177.9		Σετ χορήγησης με σύνδεσμο τύπου καρφί με βραχεία γραμμή τροφοδοσίας και με σύνδεσμο Y ΚΜ1.ΕΕ.187.9	
Πλήρες σετ με ασκό 200 ml ΚΕ1.ΕΕ.185.9		Βραχύ σετ με ασκό 100 ml ΚΕ1.ΕΕ.158.9	
Μini πλήρες σετ με ασκό 100 ml με σύνδεσμο Y ΚΕ1.ΕΕ.195.9		Σετ επέκτασης βαλβίδας ΚΜ1.ΕΕ.141.8	
Πλήρες σετ με ασκό 200 ml με σύνδεσμο Y ΚΕ1.ΕΕ.196.9		Σετ επέκτασης βαλβίδας με φίλτρο 0,2 µm ΚΕ1.ΕΕ.220.1	
Σετ χορήγησης με σύνδεσμο τύπου καρφί ΚΜ1.ΕΕ.099.1		Σετ με σύνδεσμο Luer ΚΕ1.ΕΕ.197.9	
Σετ χορήγησης με σύνδεσμο τύπου καρφί με βραχεία γραμμή τροφοδοσίας ΚΜ1.ΕΕ.155.9			

Εξαρτήματα για τα συστήματα Rhythmic™ Evolution					
	Τσάντα μεταφοράς για Rhythmic™ Συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα συστήματα Rhythmic™ Evolution ΚΜ1.ΥΥ.415.2		Τσάντα μεταφοράς 500 ml για Rhythmic™ και IP Connect ΚΜ1.ΥΥ.318.2		Τσάντα Mini Rhythmic™ 500 ml ΚΜ1.ΥΥ.365.1
	Τσάντα Mini Rhythmic™ Συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μπλε συστήματα Rhythmic™ Evolution mini ΚΜ1.ΥΥ.400.1		Τσάντα μεταφοράς μιας χρήσης για Mini Rhythmic™ ΚΜ1.ΥΥ.566.1		Τσάντα μέσης 200 ml για Mini Rhythmic™ ΚΜ1.ΥΥ.506.2
	IP Connect Pack nc ΚΡ5.04.259.2		Συσκευή χορήγησης κατ'επίκληση δόσης Evolution ΚΣ5.04.505.2		Τροφοδοτικό Micrel (Διαθέσιμο και για UK και USA Nema) ΚΣ5.01.615.4
	Στήριγμα αντλίας mini Rhythmic™ σε στατό ΚΣ5.04.017.5		Στήριγμα αντλίας Rhythmic™ ΚΣ5.01.430.3		Στήριγμα αντλίας Rhythmic™ 500/501 ΚΣ5.01.524.3

96102.gr GREECE Rev.1 Rel.Date 2020.04.9