

Mini Rythmic™ PN+

CATALOGUE
PRODUITS

Références	KP5.04.177.4 (prise UK) KP5.04.176.4 (prise européenne)
Modes de perfusion	<ul style="list-style-type: none">• Continu• Volume/Temps ou Volume/Débit• Auto Rampe• Intermittent• 25 paliers
Débit et précision	0.1 à 400 ml/hr (débit maximal configurable) à +/- 5%
Unités de programmation Concentration	ml/mg/µg 0.1 à 99.9 mg/ml et 0.1 à 99.9 µg/ml
Volume à perfuser	1 à 9999 ml
Temps de perfusion programmable	10 min à 199 h 50 min
Rampe auto, temps de montée, de descente	1 min à 9 h 50 min
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none">• Diminution anticipée et progressive du débit• Départ différé (jusqu'à 24h)• Purge automatique avec la pompe• Code de protection contre l'arrêt de la perfusion
Observance de la perfusion Historique, graphe de la perfusion, impression ou téléchargement sur PC	"Ready to connect" à www.micrelcare.net pour télé-observance de la perfusion. Impression et téléchargement direct de l'historique en "Plug and Play" sur PC ou via MicrelCare™
MVO	0.1 à 20.0 ml/h
Redémarrage automatique après levée d'occlusion	Oui
Limites d'occlusion	3 niveaux: bas= 7 psi (0.5 bar), moyen= 13 psi (0.9 bar), haut= 18.8 psi (1.3 bar)
Fonctions de sécurité	Filtre éliminateur d'air intégré à la tubulure, valve anti siphon
Alarmes et avertissements	Détection d'occlusion aval et amont, Pré-alarme de fin et alarme de fin de perfusion, Batterie faible, Batterie déchargée, Mécanisme ouvert, MVO, Programmation incorrecte du débit, Alarme de maintenance préventive
Détecteur d'air	Oui taille de bulle d'air: 0,1 ml; 0,5 ml; 2 ml; position OFF
Alimentation et autonomie	9V alcaline: 10 heures à 150 ml/hr - Pack batterie: 17 heures à 300 ml/hr -Rechargeable en 3h
Poids, pile incluse	300 g
Dimensions	75 mm x 130 mm x 46 mm

ACCESSOIRES

Adaptateur Secteur	Inclus, 120 g, 2,5 x 8 x 5 cm Entrée 100-240 V / 50-60 Hz 90 mA s'utilise aussi pour recharger le pack batterie
Pack Batterie	Inclus, Sortie 11 Vdc 500 mA - Charge rapide en 2,5 heures (90%) avec indicateur de charge
IP Connect Pack	100 g, 2 x 5,5 x 10 cm Li-Ion 1.2 Ah - Charge rapide en 2,5 heures (90%) avec indicateur de charge

Livrée avec l'adaptateur secteur, pile et pack batterie.




 micrel

Gamme de tubulures sans DEHP


Pour solution 3-en-1 (Filtre 1,2 micron)

Spike Set PN DEHP free
KM1.EE.148.0



Pour solution 2-en-1 (Filtre 0,2 micron)

Pediatric Spike PN Set DEHP Free
0,2 um filter for 2 in 1 F
KE1.EE.192.9



Perfusions multi-poches

Double Short Spike Connecting line
with back check valve DEHP Free
KE1.EE.225.1

Triple Short Spike Connecting line with
back check valve DEHP Free
KE1.EE.226.1



Luer Set PN F DEHP Free
KE1.EE.134.9



Accessoires



IP Connect Pack
Pour la connexion
Mircelcare™

KP5.04.259.2



External Buzzer
Amplifie le son de l'alarme

KS5.04.040.2



Support potence pour
Mini Rythmic PN+

KS5.04.017.5



Sac de transport noir
500 ml / 1000 ml

KM1.YY.563.1
Sacoche de transport 500 ml
pour Mini Rythmic™



Sac à dos 4 L / 1 pompe
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.577.4 – Sac à dos noir
Adulte 4 L (4RW)
KS5.04.196.4 – Sac à dos noir
4 L avec roulettes amovibles



Sac à dos 4 L / 2 pompes
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.481.3 – Sac à dos noir
adulte 4 L (2 pompes)
KS5.04.207.3 – Sac à dos
adulte 4 L - 2 pompes avec
roulettes amovibles



Sac à dos XL multi poches
Capacité XL / 2 pompes

KS5.04.206.2 – Sac à dos XL
multi poches avec roulettes



Sac à dos 2 L / 2 pompes
Couleurs disponibles: bleu,
rose, noir
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.564.4 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Rose (4RW)
KM1.YY.565.4 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Bleu (4RW)
KM1.YY.578.4 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Noir (4RW)
KS5.04.197.5 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Rose avec
roulettes amovibles
KS5.04.198.5 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Blue avec
roulettes amovibles
KS5.04.200.5 – Sac à dos
pédiatrique 2 L Noir avec
roulettes amovibles



Rucksack Adulte 2 L - 4 L /
3 pumps

KM1.YY.366.3 - Sac à dos noir
4 L jusqu'à 3 pompes
KS5.04.199.2 - Sac à dos noir 2
- 4 L 3 pompes avec roulettes
amovibles