











Rythmic™ Perf +

BESTILLINGS-
KATALOG

Referencer	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nøgle
Programmer	- Kontinuerlig - Volumen/tid eller volumen/rate - Trappe op og ned - Intermitterende - 25 trin
Flowhastighed og nøjagtighed	0,1 til 400 ml/t med $\pm 5\%$ nøjagtighed (0,01 ml/t intervaller (af flowhastigheden) for tidsbaseret programmering i tilstandene V/T og Trappe op og ned)
Programmeringsenheder Koncentration	ml/mg/ μ g 0,1 til 99,9 mg/ml og 0,1 til 999,9 μ g/ml
Programmerbar infusionstid	1 min. til 199 t 59 min.
Automatisk rampe, op- og ned-tid	0 min. til 9 t 59 min.
Volumen til infusion	1 til 9999 ml
Specialfunktioner	- Tidlig nedtrapning - Forsinket start (op til 24 timer) - Obligatorisk priming (aktiveret, kun advarsel, deaktiveret) - Automatisk priming med pumpen - Låsbart tastatur
Terapimonitorering	Klar til at oprette forbindelse til www.micrelcare.net til terapimonitorering via internettet. Historikudskrift, der blot skal tilsluttes og bruges, og downloads på PC eller via Micrelcare™
KVO	0,1 til 20,0 ml/t
Automatisk genstart efter okklusion	Ja
Okklusionsindstillinger	3 niveauer: lav = 7 psi (0,5 bar), medium = 13 psi (0,9 bar), høj = 18,8 psi (1,3 bar)
Sikkerhedsfunktioner	Filter til fjernelse af luft i slangen, beskyttelse af frit flow, låsbare beskyttelseslåg til medicinbeholder
Alarmer og advarsler	Opstrøms- og Nedstrøms Okklusion, infusion snart slut (i tid eller volumen) og infusion slut, lavt eller afladet batteri, åben låge, KVO, ukorrekt programmeret rate, advarsel om forebyggende vedligeholdelse
Strømforsyning og batterilevetid	9 V alkaline: 7 dage 2 ml/t
Forebyggende vedligeholdelse	Hvert 2. år
Vægt inkl. batteri	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf +: 335 g KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+: 300 g KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nøgle: 335 g
Mål	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf +: 130 mm x 133 mm x 46 mm KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+: 130 mm x 75 mm x 46 mm KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nøgle: 130 mm x 133 mm x 46 mm



DEHP-frit sætsortiment

Rythmic™ administrations sætsortiment til Rythmic™ Perf+-systemer			
Mini Komplet Sæt 100 ml KE1.EE.177.9		Spike Sæt S KM1.EE.155.9	
Komplet Sæt 200 ml KE1.EE.185.9		Spike Sæt S Y KM1.EE.187.9	
Y Mini Komplet Sæt 100 ml KE1.EE.195.9		Kort Sæt 100 ml KE1.EE.158.9	
Y Komplet Sæt 200 ml KE1.EE.196.9		Ventilforlængelsessæt KM1.EE.141.8	
Spike Sæt KM1.EE.099.1		Ventilforlængelsessæt med filter 0,2 um KE1.EE.220.1	

Tilbehør til Rythmic™ Perf+-systemer					
	Bæretaske til Rythmic™ KM1.YY.415.2		Bæretaske 500 ml til Rythmic™ og IP Connect KM1.YY.318.2		Mini Rythmic™-taske 500 ml KM1.YY.365.1
	Taske til Mini Rythmic™ KM1.YY.400.1		Engangsbæretaske til Mini Rythmic™ KM1.YY.566.1		Banana bæretaske 200 ml til Mini Rythmic™ KM1.YY.506.2
	IP Connect Pack nc KP5.04.259.2		Micrel-strømadapter nc (fås også til UK og USA Nema) K55.01.615.4		Mini Rythmic™ - holder til dropstativ K55.04.017.5
	Rythmic™-holder til dropstativ K55.01.430.3		Bæretaske til Mini Rythmic™ 500 ml KM1.YY.563.1		

96157 danish DAN Rev.1 Rel Date 2020.06.01