

Rythmic™ Perf +











CATALOGUE
PRODUITS

Références	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ avec clé permanente
Modes de perfusion	- Continu - Volume/Temps ou Volume/Débit - Auto Rampe - Intermittent - 25 paliers
Débit et précision	0,1 à 400 ml/h avec débit maximal configurable, incréments de 0,01 ml/h pour les programmations en mode Volume/Temps et en mode Auto Rampe, précision de ± 5 %.
Unités de programmation Concentration	ml/mg/µg 0,1 à 99,9 mg/ml et 0,1 à 999,9 µg/ml
Durée de perfusion programmable	1 min à 199 h 59 min
Temps de montée progressive et de descente progressive en mode Auto rampe	0 min à 9 h 59 min
Volume à perfuser	1 à 9 999 ml
Fonctions spéciales	- Anticipation de la descente progressive - Départ différé (jusqu'à 23h59') - Purge automatique par la pompe - Code de protection du clavier contre l'arrêt intempestif de la perfusion
Observation de la perfusion à distance	"Ready to connect" à www.micrelcare.net pour la télé-observance de la perfusion. Impression et téléchargement direct de l'historique en «Plug 'n Play» sur PC ou via Micrelcare™
MVO	0,1 à 20,0 ml/h
Redémarrage automatique après levée d'occlusion	Oui
Limites d'occlusion	3 niveaux : bas = 7 psi (0,5 bar), moyen = 13 psi (0,9 bar), haut = 18,8 psi (1,3 bar)
Fonctions de sécurité	Filtre éliminateur d'air intégré à la tubulure, valve anti-siphon
Alarmes et avertissements	Détection d'occlusion amont et aval, pré-alarme et alarme de fin de perfusion (en termes de temps ou de volume), batterie faible, batterie déchargée, volet ouvert, MVO, programmation incorrecte du débit, alarme de maintenance préventive
Alimentation et autonomie	9 V alcaline : 7 jours à 2 ml/h
Maintenance préventive	Tous les 2 ans
Poids avec les piles	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + : 335 g KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ : 300 g KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ avec clé permanente : 335 g
Dimensions	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf + : 130 mm x 133 mm x 46 mm KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ : 130 mm x 75 mm x 46 mm KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ avec clé permanente : 130 mm x 133 mm x 46 mm



Gamme de tubulures sans DEHP

Gamme de tubulures Rythmic™ pour les pompes Rythmic™ Perf+

<p>Mini Full Set 100 ml KE1.EE.177.9</p> 	<p>Spike Set S KM1.EE.155.9</p> 
<p>Full Set 200 ml KE1.EE.185.9</p> 	<p>Spike Set S Y KM1.EE.187.9</p> 
<p>Y Mini Full Set 100 ml KE1.EE.195.9</p> 	<p>Short Set 100 ml KE1.EE.158.9</p> 
<p>Y Full Set 200 ml KE1.EE.196.9</p> 	<p>Valve Extension Set KM1.EE.141.8</p> 
<p>Spike Set KM1.EE.099.1</p> 	<p>Valve Extension Set avec filtre de 0,2 µm KE1.EE.220.1</p> 

Accessoires pour les pompes Rythmic™ Perf+

	<p>Sacoche pour Rythmic™</p> <p>KM1.YY.415.2</p>		<p>Sacoche 500 ml pour Rythmic™ et IP Connect</p> <p>KM1.YY.318.2</p>		<p>Sacoche Mini Rythmic™ 500 ml</p> <p>KM1.YY.365.1</p>
	<p>Sacoche pour Mini Rythmic™</p> <p>KM1.YY.400.1</p>		<p>Sacoche à usage unique pour Mini Rythmic™</p> <p>KM1.YY.566.1</p>		<p>Sacoche banane 200 ml pour Mini Rythmic™</p> <p>KM1.YY.506.2</p>
	<p>IP Connect Pack nc</p> <p>KP5.04.259.2</p>		<p>Adaptateur secteur Micrel nc</p> <p>KS5.01.615.4</p>		<p>Support potence mini Rythmic™</p> <p>KS5.04.017.5</p>
	<p>Support Rythmic™ avec support potence</p> <p>KS5.01.430.3</p>		<p>Sacoche pour Mini Rythmic™ 500 ml</p> <p>KM1.YY.563.1</p>		

96156 Rev.1-Rel.Date 2020.03.17